

Toma de Muestra Físico-Química

Para realizar la toma de muestra para el análisis Físico-Químico, se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Botella de 1L. o más, que haya contenido únicamente agua mineral o envase nuevo.



2. La muestra se extrae luego de dejar correr unos segundos por el grifo el agua.



3. El envase tiene que enjuagarse al menos dos o tres veces antes del llenado final.



4. Se llena el recipiente por completo sin dejar cámara de aire.



5. Se alcanza al Laboratorio lo más rápido posible, en caso de que el domicilio se encuentre en otra localidad, la muestra se conservará en la heladera (no congelada) por no más de 24 hs.